

## Autoclave CLINOCLAV

Clase N (Norma EN-13060)



### Características

- **Indicado para esterilizar:** material sólido sin embalar destinado a ser utilizado al poco tiempo de ser esterilizado. Líquidos, vidrio, plástico, elementos metálicos, bolsas de desecho, etc.
- **No adecuado para esterilizar:** elementos textiles, porosos, material embolsado.
- Control por microprocesador: temperatura, ciclo y purgado.
- **Seguridad:** válvula y termostato de seguridad, dispositivo anti-apertura de la puerta mientras exista presión en la cámara.
- Depósito de condensados y para la alimentación de la autoclave de 7 litros. Llenado manual de la cámara de esterilización (1,2 litros aprox.)
- Incorpora conexión **RS-232** para conectar a un ordenador o una impresora.

Autoclaves

Referencia	Código	Capacidad en Litros	Ø x fondo en cm.	Alto/Ancho/fondo exterior en cm.	Temp. °C	Presión Máxima bar.	Consumo W	Peso Kg.	Tiempo de Esterilización
AH-21 N	13230021	21	25 x 41,5	42,5 x 59 x 68	100-135	2,2	2.000	55	3 a 99,5 horas

### Se suministran completos con los accesorios:

Un soporte para 4 bandejas

Tres bandejas perforadas en acero inoxidable  
**Ref. BAH-21**

Una pinza para extraer bandejas

Un tubo flexible con conector para vaciar el depósito de condensados



### Accesorios

- **Kit Software S7000W + cables adaptación RS232 a USB**

Software que permite visualizar gráficos de tiempo-temperatura, exportar datos a Excel, conectar varios equipos a la vez, etc.



**Ref.: SOFT-RS232**  
**Código: 90131410**

- **Impresora sobremesa (a través de RS-232)**

Imprime el número de programa, número de ciclo, temperatura, fecha y hora del ciclo. Los mensajes de error se reflejan en la impresión. Si el proceso ha sido correcto imprime: Esterilización OK



**Ref.: ITS**  
**Código: 90131301**